

Inicialização Rápida - Eye-Pal SOLO

- **Passo 1** - Ligue o Eye-Pal SOLO pressionando o botão quadrado verde localizado no lado direito do painel frontal.
- **Passo 2** - Rode o botão preto de volume, no meio do painel frontal, no sentido dos ponteiros do relógio. Um tom será reproduzido enquanto o *software* é carregado.

Nota: Pode utilizar auscultadores com ficha *jack* de áudio. Auscultadores com ficha USB não são compatíveis com Eye-Pal SOLO.

- **Passo 3** - Assim que o Eye-Pal SOLO terminar de iniciar, vai ouvir "Por favor coloque o seu documento". Está agora pronto para ler.

Nota: Mantenha a plataforma livre de qualquer documento até que ouça "Por favor coloque o seu documento."

- **Passo 4** - Para iniciar a leitura, coloque o documento na base do Eye-Pal SOLO. Coloque em qualquer direção, a orientação não importa. Ouvirá um som de "obturador". O Eye-Pal SOLO começará a ler o texto em alguns segundos. Caso remova o documento, irá ouvir, "Por favor coloque o seu documento". Pode querer substituir o documento ou voltar à leitura, pressionando o botão amarelo de Pausa/Retomar no painel frontal da base ou o botão Pausa/Retomar no teclado.

Nota: O Eye-Pal SOLO só pode ler um texto que caiba dentro dos limites da base. Qualquer texto fora dos limites não será lido. Tenha a certeza que não obstrua a visão da camera com as suas mãos.

Utilizando os Botões do Painel Frontal



Pausa/Retomar – o botão amarelo, marcado com duas linhas verticais, localizado do lado esquerdo do botão de volume no painel frontal. Permite pausar e retomar a leitura. Se pressionar este botão durante 3 segundos, habilita/desabilita a utilização dos Controlos Ativados por Movimento.

Leitura Parágrafo Anterior – o botão vermelho, marcado com uma seta para a esquerda. Este botão está no lado direito do painel frontal e é utilizado para voltar ao parágrafo anterior. Este botão pode ser pressionado quantas vezes desejar para retroceder a um parágrafo específico.

Velocidade de Leitura – existem dois botões brancos, na vertical, localizados a direita do botão de volume no painel frontal. O botão superior aumentar a velocidade de leitura enquanto o botão inferior diminui a velocidade de leitura.

Reiniciar – para reiniciar o Eye-Pal SOLO, pressione o botão vermelho durante 5 segundos. Irá ouvir "Restarting".

Utilizando os Controlos por Movimentos

Para habilitar os controlos ativados por movimento, pressione e segure o botão de pausa no painel frontal por 3 segundos. Irá ouvir "Comandos por Gestos Activos". Por favor, note que os movimentos por gestos a seguir só funcionam quando o documento estiver na plataforma.

Pausa/Parar Leitura – mova a mão devagar por cima do documento da esquerda para a direita.

Retornar Leitura – mova a mão devagar por cima do documento da esquerda para a direita.

Ler Parágrafo Anterior – mova a mão devagar da direita para esquerda por cima do documento. Mova a mão as vezes que for necessário para alcançar o parágrafo que deseja.

Recursos Específicos com o Teclado

- Leitura de Colunas
- Descrição da Página
- Alterar Idiomas
- Desligar a Luz

O Seu Distribuidor Local é:

Ataraxia – Estudos e Serviços em Tecnologias de Informação, Lda
Rua José Saramago, nº 5 B
1675-180 – Pontinha
Portugal
Tel: (00351) 21 145 20 50